



### Genel Sorular (sayfa 2-3)

1. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı nasıl çalışır?
2. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını diğer Nu Skin® ürünleri ile kullanabilir miyim?
3. Önceki sürüm ve yeni ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II arasındaki fark nedir?
4. Yeni ageLOC® Face Conductor (Yüz İletkeni) eski cihazda kullanabilir miyim?
5. Yeni ageLOC® Face Conductor (Yüz İletkeni) niçin ayrı olarak satılmıyor?
6. Tüm Nu Skin® ürünlerinin elektrik yükü var mı?

### Bakımlar (sayfa 3-4)

7. Dört Nu Skin Galvanic Spa System™ uygulaması arasındaki farklar nelerdir?
8. Galvanic Spa™ pre-treatment (ön bakım) ile treatment facial gel (bakım için yüz jelleri) arasındaki fark nedir?
9. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® bakımları birlikte cilde nasıl etki eder?
10. Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® bakımlarını hangi sıklıkta yapmalıyım?
11. Dermatic Effects™ ne işe yarar?

### Kullanımı (sayfa 4-7)

12. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II'inin ageLOC® Transformation ile birlikte kullanımı niçin önerilir?
13. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, ageLOC® Transformation ve bakım ürünlerini kullananlar için kullanma sırası nasıl olmalıdır?
14. Her uygulamada ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II'ini daha uzun süre kullanırsanız daha iyi sonuçlar elde eder misiniz?
15. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II'ini kullanırken hiçbir şey hissetmiyorum, yanlış kullanıyor olabilir miyim?
16. Galvanik uygulanan kişiye neden bir elimle temas etmeliyim?
17. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanımı esnasında uygulanabilecek en iyi teknik hangisidir?
18. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını bakım sırasında ne kadar bastırmalıyım?
19. Bir şişe Galvanic Spa™ ön bakım ya da bakım için yüz jellerinin yarısını yüzün sadece bir kısmına denemek için kullanıp diğer yarısını başka bir gün kullanmak için saklayabilir miyim?
20. Bakım sonrası kalan Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® ürününü temizlemem gerekir mi?
21. Bir şişe Nutriol® Hair Fitness ürününün bir kısmını bugünkü bakımda uyguladıktan sonra geri kalanını sonraki uygulamada kullanmak için saklayabilir miyim?
22. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II jelsiz kullanılabilir mi?
23. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II akne tedavisi için kullanılabilir mi?

### Sonuçlar (sayfa 7-8)

24. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II'inin faydaları nelerdir?
25. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanımının cildimde yaratacağı farkları en erken ne zaman görebilirim?

### Cihaz Lojistiği (sayfa 8)

26. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II'de hangi madeni element kullanılmış?
27. İletken bağlantılarını nasıl değiştirebilirim?
28. Neden cihaz her 10 saniyede bir bip sesi çıkarmaktadır?
29. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazının garantisi ne kadardır?

### Teknik Sorular (sayfa 8-10)

30. Eğer ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazım doğru çalışmıyorsa, ne yapmalıyım?
31. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ciltten kir ve artıkları nasıl çeker?
32. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını temizlemek için suyu mu yoksa Epoch® Hand Cleansing Gel'i (El Temizleme Jeli'ni) mi tercih etmeliyim, hangisi daha iyi?

### Güvenlikle İlgili Sorular (sayfa 10-11)

33. 'Hamile veya epilepsi hastalığınız varsa, ya da kalp pili, metal diş teliniz ya da metal implantasyonunuz varsa ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını kullanmadan önce doktorunuza danışınız' uyarısı neden bulunmaktadır?
34. Önceden Botox, kolajen, silikon enjeksiyonu ya da buna benzer uygulamalar yaptırmışsam ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanmamın sakıncası olur mu?
35. Kemoterapi tedavisi gören kanserli bir kişinin ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanmasında bir sakınca olur mu?
36. Akneli bölgelere günlük olarak bir dakikalık bakım için galvanik jeli uygulamamın güvenlik açısından sakıncası olur mu?
37. Eğer dişimde dolgu, amalgam, vida veya civata varsa ya da diş dolgusu tedavisi gördüysem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanabilir miyim?
38. Galvanik bakımını karnımda uygulayabilir miyim?
39. Cildimde rosacea (gül) hastalığı varsa galvanik bakımını uygulayabilir miyim?
40. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazının günlük kullanımında güneşe maruz kalmak olumsuz etkilere neden olur mu?
41. Solaryum'a gitmek istiyorum, ama bu arada ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanmamın bir sakıncası olur mu?
42. Krom alerjisi olanların ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını kullanmasında bir sakınca olur mu?

## GENEL SORULAR

### 1. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı nasıl çalışır?

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II bakımlarının çalışma prensibi de tıpkı manyetik kutuplarda olduğu gibi aynı yüklerin birbirini itmesi ve zıt kutupların birbirini çekmesi ilkelerine dayanır. Ürünler, pozitif ya da negatif yük içeren ana bileşenlerle formüle edilmiştir. Cihaz ürünle aynı yükte ayarlanmıştır. Böylece birbirini iten yükler ürünü de "iter" ve ana bileşenlerin cildinize kolayca iletilmesini sağlar.

### 2. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını diğer Nu Skin® ürünleri ile kullanabilir miyim?

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II yük taşıyabilecek özellikte formüle edilmiş aşağıda verilen ürünlerle birlikte kullanılabilir:

- Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC®
- Tru Face® Line Corrector
- Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel
- Nutriol® Hair Fitness Treatment .

Bu ürünler ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile birlikte kullanılma amacıyla özel olarak formüle edilmişlerdir. Bunun yanında, Nu Skin®'in patent başvurusu yapılmış bir buluşu daha vardır, dikkatli olarak kontrol edilmiş bu araştırma sonuçlarına göre beş dakika süre ile uygulanan galvanik bakımların bazı yaşlanma karşıtı ana bileşenlerin cilde iletilmesini bakım sonrası 24 saate kadar ve en az %70 oranında artırdığı belirlenmiştir.



### 3. Bir önceki sürüm ve yeni ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı arasındaki fark nedir?

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II şu özellikleri taşır:

- Sezgisel kullanım – bakım tercihinize bağlı olarak otomatik olarak zamanlama ve kutuplaşma ayarlarını yapacak şekilde programlanmıştır.
- Artırılmış ergonomi - ageLOC® Face Conductor (Yüz İletkeni) yüz hatlarının kolayca izlemesini mümkün kılacak tarzda tasarlanmıştır ve cilt ile temasını maksimize edecek bir eğime sahiptir. Bu nedenle ageLOC® bileşenlerinin önceki cihaz sürümüne kıyasla beş kat fazlasıyla cildinize iletilmesini sağlar. Buna ilaveten, yaşlanma karşıtı maddelerin iletilmesini 24 saate kadar artırabilir.
- Aydınlatılmış, daha büyük, ve okunması kolay bir LCD ekrana sahiptir.
- Yeni sesli ikazlar – Her 10 saniyede bir bip sesi ve ayrıca “tedavi sona erdi” ve “pil tükenmek üzere” ikazlarını verir.

### 4. Yeni ageLOC® Yüz İletkenini eski cihazda kullanabiliyordum?

Teknik açıdan yeni ageLOC® Yüz İletkeni eski sürüm Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazına uysa da, en ideal sonuçlar için ageLOC® Yüz İletkeninin sadece yeni ageLOC Edition® Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ile birlikte kullanılmasını Nu Skin® önermektedir. Ayrıca, Nu Skin® yeni ageLOC® Yüz İletkeni'ni eski sürüm cihaz ile birlikte kullanan insanlara sonuç garantisi veremez. Yeni ageLOC® Yüz İletkeni tek olarak satılmaz.

### 5. Yeni ageLOC® Yüz İletkeni niçin ayrı olarak satılmıyor?

ageLOC® Yüz İletkeni yeni ageLOC Edition® Nu Skin Galvanic Spa System™ II'in sadece bir parçasını oluşturur. ageLOC Edition® Nu Skin Galvanic Spa System™ II'in bakım ayarları en uygun şekilde getirilmiştir. Bakım ayarı daha iyi akım akışı sağlanması için yeniden tasarlanmış devre kartıyla en uygun konumuna getirilmiştir. Bu teknik değişiklikler cihazın kullanımı ve işleyişini geliştirmiş ve görsel yararların artırılmasına katkı sağlamıştır. Yeniden tasarlanan iletken başlığı ve optimize edilen bakım ayarları çok önemli olduğundan yeni ageLOC® Yüz İletkeni ayrı olarak satılmayacaktır.

### 6. Tüm Nu Skin® ürünlerinin elektrik yükü var mı?

Nu Skin®'in her geliştirdiği ürün yüklü değildir. Sadece ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile birlikte kullanılması önerilen ürünler özel formüllü ve yüklü bileşenler içermektedir. Bu ürünlerin içinde şunlar vardır; Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC®, Tru Face™ Line Corrector, Galvanic Spa™ II Body Shaping Gel ve Nutriol® Hair Fitness Treatment..

## BAKIM

### 7. Dört Nu Skin Galvanic Spa System™ uygulaması arasındaki farklar nelerdir?

- Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC®, ageLOC® Face Conductor (Yüz İletkeni) ve cihazı ile birlikte cildi donuklaştıran kirlerden arındırır ve cildin nefes almasını sağlar. Ayrıca cildi yumuşatıp yatıştıran besinleri cildinize iletir ve sağladığı hücresel enerji ile yorgun cildinizi canlandırır, ferahlamış ve gençleşmiş hissetmenizi sağlar.
- Tru Face™ Line Corrector, Focus Area Conductor (Odak Bölgesi İletken başlığı) ile birlikte, kolajen üreten hücrelere yaş gerileten sinyaller gönderen pro-kolajen peptitlerin daha etkin olarak iletilmesi ve emilmesini sağlar.
- Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel Vücut İletkeni ile birlikte yağ ve toksin kümelerini hedefleyerek selülitleri hafifletir, daha sıkı bir cilt oluşumuna yardım eder.
- Nutriol® Hair Fitness Bakımı, Scalp Conductor (Saç Derisine uygun iletken başlığı) ile birlikte temel maddelerin saç derisine iletimini kolaylaştırarak daha sağlıklı ve gür bir saç oluşumunu destekler.



### 8. Nu Skin Galvanic Spa System™ pre-treatment (ön bakım ) ile treatment facial gel (yüz bakım jeli) arasındaki fark nedir?

Ön bakım ve bakım jelleri cilt için yararlı çeşitli maddelerle formüle edilmiştir, özel formülündeki bileşenler hücrel enerjinin yoğunlaşmasına, stres etkilerinin azalmasına ve cildinizin yenilenmesine yardımcı olur. Ön bakım jeli, cildi yumuşatıp nemlendiren kadife çiçeği, esmer suyosunu ve vanilya esansının yanında cildin arınmasını sağlayan TEA cocoyl glutamate maddelerini içerir. Bu temel maddeler cildinizi kirden arındırarak gözeneklerinizin nefes almasına yardımcı olur. Bakım jeli içeriğinde yaşlanmanın temel kaynaklarını hedefleyen ageLOC® karışım maddesi vardır. Bunların yanında, bakım jeli stresin ciltteki etkilerini iyileştirmeye yardımcı olan ve bir amino asit olan arginine maddesini ve hücrel enerjinin artmasını sağlayan magnezyum elementini içerir. Bu temel bileşenler cildinizin canlanmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Her iki ürün de ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ve yüz başlığı ile sinerjik etkileşim içinde çalışır.

### 9. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® bakımları birlikte cilde nasıl etki eder?

1. Ön Bakım devresinde, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı, ön bakım jeli (Nu Skin Galvanic Spa System™ II Facial Gels with ageLOC®) ile beraber negatif olarak yüklenir.
2. Bu negatif yükler birbirini iterek ön bakım jelinin cilde iletilmesini sağlar.
3. Ön bakım Jeli ciltteki kir ve tozlara yapışır.
4. Bakım devresinde, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı, bakım jeli (Nu Skin Galvanic Spa System™ II Facial Gels with ageLOC®) ile beraber pozitif olarak yüklenir.
5. Bu pozitif yükler birbirini iterek faydalı bileşenlerin cilde iletilmesine yardım eder.
6. Pozitifle yüklenen cihaz cildinizdeki negatifle yüklenmiş toz ve kirleri çekerek cildinizden dışarı atar.

### 10. Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® ile yapılan bakımları hangi sıklıkta yapmalıyım?

Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® ile yapılacak bakımların haftada en fazla üç kere yapılması tavsiye olunur. Her Galvanik bakımında şişe içeriğinin tamamının kullanılması önemlidir.

### 11. Dermatic Effects™ ne işe yarar?

Dermatic Effects™ içeriğindeki maddeler yağların çözülmesini harekete geçirir ve yağ üretimini engelleyerek kontrol altında tutar. Bu ürünü Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel bakımını uyguladıktan sonra kullanmanız ve bakımınızın etkilerini sürdürmek ve artırmak için günlük olarak kullanmaya devam etmenizi öneririz.



## KULLANIM ŞEKLİ

### 12. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II'in ageLOC® Transformation ile birlikte kullanımı niçin önerilir?

Galvanik bakımları yaşlanma karşıtı bileşenlerin cilt tarafından emilmesini kolaylaştırır. Nu Skin®'in patent başvurusu yapılmış buluşu, galvanik cihazı ile beşer dakikalık sürelerle yapılan bakımlarda ana bileşenlerin cildinize iletilmesini 24 saate kadar artırdığı klinik araştırmalarda<sup>1</sup> görülmüştür.

ageLOC® Transformation ürünlerini günlük olarak ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile birlikte kullanarak, ageLOC® bileşenlerinin cilde iletimini artırıp, cildin yenilenmesinde daha etkili olmalarını sağlayabilirsiniz.

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı haftada üç kez kullanıldığında ageLOC® Transformation paketinin ana ürünü olan ageLOC® Future Serum'un faydalarını yaşlılık işaretleri görülen bölgelerde ortalama % 80<sup>2</sup> oranında artırır.

<sup>1</sup> Sonuçlar Galvanik cihazla uygulanan kaliteli cilt bakımının etkilerini gösteriyor.. Araştırma 2006 yılında (ABD’de) Üniversitesi’nde yapılmıştır.

<sup>2</sup> 2009’un Kasım ayında üçüncü şahıslarca 30 kadın üzerinde yedi gün süreyle haftada üç kere ageLOC® Future Serum daily ve ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanımını kapsayan bir klinik araştırma.

### 13. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, ageLOC® Transformation ve bakım ürünlerini kullananlar için kullanma sırası nasıl olmalıdır?

#### 1. Temizleme ve Tonlama

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone  
Günlük  
Sabah ve akşam

#### 2. Spa

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ile Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC®  
haftada 2 ila 3 kere  
Sabah

#### 3. Bakım

- Tru Face® Line Corrector ve ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile beraber ya da sadece Tru Face® Line Corrector,  
Günlük  
Sabah ve akşam
- ageLOC® Future Serum  
Günlük  
Sabah ve akşam
- Tru Face® Essence Ultra  
Günlük  
Sabah ve akşam

#### 4) Gündüzleri koru

ageLOC® Radiant Day  
Günlük  
Sabah

#### 5) Geceleri yenile

ageLOC® Transforming Night  
Günlük  
Gece

### 14. Her uygulamada ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ‘yı daha uzun süre kullanırsanız daha iyi sonuçlar elde eder misiniz?

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazının tavsiye edilen süreden daha fazla kullanılması üzerinde çalışmalar yapmadık. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II talimatlarında önerildiği gibi kullanılması istenilen sonucu verecektir.

### 15. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II’i kullanırken hiçbir şey hissetmiyorum, yanlış kullanıyor olabilir miyim?

Galvanik bakımı süresince çoğu kimse birşey hissetmez. Özel formüllü jeller galvanik akımının iletilmesine yardımcı olur ve hiçbir rahatsızlık hissi vermeden cildin içerilerine iletilmesini sağlar.

Cihaz her 10 saniyede bir ikaz sesi verir, siz hiçbirşey hissetmediğiniz halde yaydığı galvanik akımı ile cildinize faydalı bileşenler göndermeye ve bu sayede cildinizi canlandırmaya, gençleştirmeye ve güzelliğini artırmaya devam etmektedir.



### 16. Galvanik uygulanan kişiye neden bir elimle temas etmeliyim?

Galvanik akımları doğrudan elektrik akımıdır. Düzgün çalışmaları için kapalı bir devre gereklidir, bu nedenle yüzünün yarısına bakım uygulanan gönüllü bireye uygulayan kişinin dokunması gerekir. Eğer devre kapalı değilse ( uygulayan kişi bakım süresince gönüllüye temas etmiyorsa), birey üzerinden elektriksel yük akışı mümkün olmayacaktır. Birbirine bağlı küçük ampüllerden oluşan ışıklı yılbaşı süslerine benzer şekilde çalışırlar, eğer küçük ampüllerden biri yanmazsa diğerleri de yanmayacaktır. Herkese kendi galvanik bakımlarını kendilerinin yapmasını öneririz.

### 17. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanımı esnasında uygulanabilecek en iyi teknik hangisidir?

Şirket olarak, en iyi sonuç veren işleyiş modeli dışındaki modeller üzerinde çalışmadık. Distribütörlerimiz, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II'in yüzünüzün hatları boyunca yukarı ve dışarıya doğru yavaş ve nazik hareketlerle uygulanmasını en başarılı teknik olduğunu bulmuşlardır. Cildinizi çekiştirmeyecek kadar hafif bastırarak uygulamalısınız. Göz çevresine uyguladığınızda, göz altından başlayarak kas çizgisini takip edecek şekilde göz çevresinde yukarı doğru hareket edin ve kaşınızın altında birkaç saniye süreyle bekletin. Gözün üst tarafındaki alana nazikçe masaj yapın ve ardından tekrar göz altına dönün. Bu işlemi birkaç defa tekrarlayın, sonra yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Gözünüze çok yaklaştırmaktan kaçının. Göz çevresindeki kemik yapısını takip etmenizi öneririz.

Cihazı kullanmanın farklı yolları vardır. Kimileri burundan kulağa kadar olan bölgede dairesel hareketlerle masaj yapmayı tercih ederken, kimileri de yukarı ve dışa doğru cihazı hareket ettirmeyi tercih eder. Cihazı deneyerek sizin için en rahat yolun hangisi olduğunu keşfedin. Ancak jelle kapladığınız cildinize nazik davranmayı da ihmal etmeyin.

### 18. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını bakım sırasında ne kadar bastırmalıyım?

Cihazı cildinizle sürekli temas halinde tutmaya yetecek kadar bastırmalısınız fakat cildinizi çekiştirmedikten de emin olmalı ve en rahat hissedeceğiniz şekilde uygulamalısınız.

### 19. Galvanic Spa™ Ön Bakım ya da Bakım için yüz jellerinin yarısını yüzün sadece bir kısmına denemek için kullanıp diğer yarısını başka bir güne bırakabilir miyim?

Nu Skin Galvanic Spa System™ ön bakım ve bakım için yüz jelleri bir galvanik seans için gerekli ve en faydalı miktarı sağlamak üzere özel olarak hazırlanmıştır. Yüz jellerinin kullanılmayan kısmını sonraki bakım için saklamanızı tavsiye etmiyoruz. Jellerin şişesi açıldıktan sonra muhafaza edilmesi faydalarının azalmasına ve ürünün güvenilirliği ile ilgili ciddi problemlerin oluşmasına neden olabilir. Buna ilaveten açık kalan şişelerdeki jellerin içerdiği aktif bileşenler nötrleşebilir veya oksitlenebilirler, böylece galvanik tedavisinin amacına uygun olarak üretilen jeller etkisini yitirebilir.

Eğer ön bakım ve bakım için yüz jelleri cildiniz tarafından emilir ve galvanik cihazı cildinizi çekiştirmeye başlarsa, NaPCA Moisture Mist kullanmadan önce jelin diğer yarısını kullanmalısınız. Ön bakım ya da bakım için yüz jellerinin tamamını kullandıysanız, bu durumda cildinizi NaPCA Moisture Mist ile nemlendirmelisiniz.

### 20. Bakım sonrası kalan Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® ürünü temizlemem gerekir mi?

Evet, jel artıklarını bir havlu yardımıyla silin ya da su ile durulayın ve ardından tercihiniz olan herhangi bir Nu Skin® tonik kullanın.

### 21. Bir şişe Nutriol® Hair Fitness ürünün bir kısmını bugünkü bakımda uyguladıktan sonra geri kalanını sonraki uygulamada kullanmak için saklayabilir miyim?

Her şişe tek uygulamalık dozdur ve toz halini solüsyona döktükten sonra hemen kullanılmalıdır. Artan ürünü atın. İlk sekiz hafta için günde bir şişe Nutriol® Hair Fitness Treatment kullanmanızı ve sonraki dört hafta için ise hafta başına iki şişe kullanmanızı öneririz.





### 22. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II jelsiz kullanılabilir mi?

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II aktif maddelerin cilde iletilmesine yardımcı olması için tasarlanmış bir cihazdır. Özel formüllü ürünlerle beraber kullanılmalıdır. Cihazın yüksüz cilt bakım formülleri ile kullanılmasına ilişkin testler yapmadığımız için güvenlik açısından yorum yapamayız.

### 23. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II akne tedavisi için kullanılabilir mi?

Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® sivilceli bireylerde ek sorunlara yol açmaması gerekir. Sivilceleri tedavi etmek ve lekelerin oluşmasını önlemek için size Nu Skin Clear Action® Sistem'ini öneririz.

## SONUÇLAR

### 24. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II'in faydaları nelerdir?

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II size kendi evinizin rahatlığında spa bakımının temel fayda ve özelliklerini sağlar. Bu fayda ve özellikler aşağıda verilmiştir:

- ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II size kendi evinizin konforunda randevu almadan profesyonel bir spa bakımı yapmanıza imkan sağlar.
- Bir galvanik bakımı 24 saate kadar bazı temel bileşenlerin cildinize iletilmesini artırabilir.
- ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II optimum performansta temel bileşenlerin cilde iletilmesini kolaylaştıracak özel formüllü ürünlerle birlikte etki yapar.
- ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II değiştirilebilen dört iletken başlığını içeren patentli bir cihazdan oluşur:
  - ageLOC® Face Conductor (Yüz İletkeni) – bu yeni iletkenin şekli cilt ile temasını maksimize edecek bir eğimde ve yüz hatlarını daha iyi izlemesini mümkün kılacak tarzda tasarlanmıştır, aynı zamanda başka iletken kullanım ve bakımları için değiştirilebilir esnekliği vardır.
  - Focus Area Conductor (Odak Bölgesi İletkeni) - Bu iletken başlığı odak bölgelerine daha konsantre bir bakım sağlayan düz, yassı, oval şekilli bir bakım düğümü (treatment node) kullanır. Bu düğüm (node) cildinizle daha iyi temas sağladığından yüzünüzdeki erişilmesi zor ve köşeli bölgelere ulaşılmasını sağlar. Aynı zamanda daha yoğunlaşmış bir bakım yapmanıza yardımcı olur.
  - Body Conductor (Vücut İletkeni) - yuvarlak üç düğüm noktası vücut yüzeyindeki temas alanını maksimize ederek daha iyi masaj yapma olanağı verir.
  - Scalp Conductor (Saç Derisine Uygun İletken Başlığı) - Tarak biçimindeki bu iletken saç aralarından kolayca kayarak iletken ve saç deriniz arasındaki gerekli teması sağlar.
- Değiştirilebilir piller – Priz, kablo ve adaptörlere gereksinimi ortadan kaldırır.
- Kullanıcıya kolaylık sunan el-temas noktaları - eliniz doğal ve rahat bir pozisyondadır.
- Cildinize göre otomatik olarak ayarlanır – en etkili cilt bakımı için gerekli olan yeterli akım miktarını iletir.
- Sezgisel kullanım – bakım tercihinize bağlı olarak otomatik olarak zamanlama ve kutuplaşma ayarlarını yapacak şekilde önceden programlanmıştır.

### 25. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanımının cildimde yaratacağı farkları en erken ne zaman görebilirim?

Bir çok kişi ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® kullandıktan hemen sonra farkı görebilir ve hissedebilir.

Klinik çalışmalarımızda ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile birlikte Tru Face™ Line Corrector ve Body Shaping Gel kullanan her katılımcı iki ila dört hafta içinde sonuç alabildiler. Bir hafta süreyle Nutriol® Hair Fitness ve ageLOC® Edition



Nu Skin Galvanic Spa System™ II'ini birlikte kullandıktan sonra katılımcıların çoğu saçlarının daha parlak ve sağlıklı görüldüğünü farkettiler. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II'in önerildiği şekilde kullanılmaya devam edildiği durumlarda her bir Nu Skin Galvanic Spa System™ ürünü ile elde edilen sonuçlar daha belirgin olmuştur.

### CİHAZ LOJİSTİĞİ

#### 26. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazında hangi madeni element kullanılmış?

İletkenler krom ve bakırdan üretilmiştir. İletkende kullanılan malzemeler ABS ve galvanize edilmiş kromdur. (ABS, Akrlonitril Butadin Stiren bileşiğinin kısa yazılışdır.)

#### 27. İletken bağlantılarını nasıl değiştirebilirim?

Serbest eliniz ayırmayı istediğiniz iletkenin üzerindeyken, cihazı krom aktivasyon paneli size bakacak konumda tutun ve iletken cihazdan ayrılana kadar baş parmağınızla gri renkli 'release' (bırak) düğmesine sıkıca basın.

Bir iletken başlığını takmak için, cihazı ekran paneli yukarı bakacak konumda ve iletkeni ise yön işareti (küçük kabartmalı iz) size bakacak konumda tutun. İletkeni yerine oturtmak için sıkıca bastırın. Eğer iletken yerine oturmuyorsa, iletkenin doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol edin. İletkeni zorlamak hem cihaza hem de iletkene zarar verebilir. İletken doğru şekilde takılmadığı sürece cihaz çalışmayacaktır.

#### 28. Neden cihaz her 10 saniyede bir bip sesi çıkarmaktadır?

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazın her 10 saniyede bir çıkardığı bip sesi kullanıcıya bakımın hala devam ettiğini belirtmek için eklenmiştir.

#### 29. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazının garantisi ne kadardır?

Nu Skin®, malzeme ve işçilik hatalarına karşın, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını satın alan kişiye cihazın satın alındığı asıl tarihten itibaren iki yıl süresince garanti verir. Kaza veya kötü kullanım sonucunda üründe oluşabilecek hasarlar garanti kapsamının dışındadır. Eğer ürününüz iki yıllık garanti süresi içinde arızalanırsa, lütfen değiştirme işlemleri için yerel Nu Skin® ofisi ile irtibata geçiniz.

### TEKNİK SORULAR

#### 30. Eğer ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazım doğru çalışmıyorsa, ne yapmalıyım?

Eğer ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazınız doğru çalışmıyorsa, sorunu çözmeye yardımcı olabilecek bazı öneriler aşağıda verilmiştir:

1. Yeni piller Galvanic Spa™ System II batarya kısmına gerektiği şekilde oturmuş mu?

2. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazındaki krom üzerinden bütün plastik bantlar sökülmüş mü?

Galvanic cihazı üzerinde koruyucu bantlarla beraber gönderilir ve cihaz kullanılmaya başlamadan önce ekran ve krom kısmından çıkarılması gerekir.





### 3. LCD panosunun altındaki gri seçim tuşuna basılmış mı?

Cihazı çalıştırmak için seçme tuşuna bir kez basınız. Hafif dokunuşlu gri seçim tuşuna basıldıktan sonra LCD panosunda bir numara belirmiş olması gerekir. Numara görünür görünmez, istenilen bakım seçeneği belirinceye kadar tekrar düğmeye basmaya devam ediniz: bir (1) rakamı Yüz Jeli ile önbakım için, iki (2) Yüz Jeli ile bakım için, üç (3) Tru Face Line Corrector ile bakım için, dört (4) Body Shaping Gel ile bakım için ya da beş (5) Nutriol Hair Fitness Treatment ile bakım içindir. Bakım yapmak için iletken başlığını cildinize, baş derinize veya vücudunuza hafifçe bastırın, cihaz mevcut akımı cildinize uygun bir akıma kendiliğinden ayarlayacaktır. Cihazın cildinize göre otomatik olarak ayarlandığını belirten 1, 2 ya da 3 bip sesi duyacaksınız. Bakım sona erdiğinde, 2 bip sesi duyulacak ve saat göstergesi ile dakika sayısı LCD panosundan kaybolacaktır.

### 4. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ünitesi uygun şekilde tutulmuş mu?

Galvanik bir elektrik akımıdır, bu yüzden cihazı cildinize dayadığınızda hafif nemli elinizle krom paneli tutmanız gerekmektedir. Böylece devreyi tamamlayarak akımın devam etmesini sağlarsınız. Herhangi bir şekilde her iki taraftan birinde temas kesildiği taktirde akım kesilecek ve bakımınız yarıda kalacaktır. Bu durumda, cihaz arkasındaki lamba yanıp sönecektir ve devre yeniden kuruluncaya dek cihaz bip sesi çıkarmayı durduracaktır.



### 5. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ünitesi hafif nemli bir elle mi tutulmuş?

Bazı kişiler ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ünitesini oldukça kuru ellerle kullanmaya çalıştıklarında ciltlerinin analiz edilmesinde zorluk yaşarlar. Kuru eller galvanik akımı gerektiği şekilde iletmez, bu durumda cihazın analiz yapması engellenebilir. Galvanik cihazının krom panelini tutan elinizi hafif nemlendirdiğinizde gerekli akım akışını sağlamış olursunuz.

### 6. Galvanic Spa™ System II ünitesi cildi analiz edebilmesi için bir süre aynı yerde bekletilmiş mi?

Gri seçim düğmesine basıp bakım opsiyonu seçildikten sonra, krom panoyu hafif nemli elinizle tutunuz ve cihazı cildinize dayayınız. Analiz etmesini bekleyiniz. Analizin yapıldığını bir, iki veya üç bip sesi duyduğunuzda anlayacaksınız.

### 7. Hiçbir his duymadığınız için mi cihazın çalışmadığını düşünüyorsunuz?

Galvanik bakımı süresince çoğu kimse birşey hissetmez. Özel formüllü jeller galvanik akımının iletilmesine yardımcı olur ve hiçbir rahatsızlık hissi vermeden cildin içerilerine iletilmesini sağlar. Hiçbir şey hissetmediğiniz halde cihaz çalıştığını her 10 saniyede bir bip sinyali vererek göstermekte ve galvanik akımı ile cildinize faydalı bileşenler göndermeye ve bu sayede cildinizi canlandırmaya, gençleştirmeye ve güzelliğini artırmaya devam etmektedir.

### 31. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ciltten kir ve artıkları nasıl çeker?

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kozmetik bir cihaz olup cildin epiderminde (üst katmanında) çalışır. Bakım süresince doğrudan akımın (pozitif veya negatif) yükü cihaz cilt üzerinde nazikçe çalışırken yüklü molekülleri epidermin içine doğru iter ya da cildin dışına çeker. Bakım jelleri ile ölü cilt hücreleri ve cilt yağı (sebum) negatif yüklenir böylece pozitif akım uygulandığında ciltten 'kir ve yağ' dışarı çekilmiş olur. Bu bakım sayesinde gözenekler derinlemesine ve yoğun bir şekilde temizlenir.

### 32. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını temizlemek için suyu mu yoksa Epoch® Hand Cleansing Gel'i mi tercih etmeliyim, hangisi daha iyi?

Epoch® Hand Cleansing Gel'i susuz bir el temizleyicisidir, virüslere karşı güçlü bir bariyerdir, ayrıca belli başlı mikrop ve bakterilerin % 99.99'unu yok eder. Bu nedenle geniş kapsamlı bir temizlik için bu ürün tercih edilebilir

### GÜVENLİK SORULARI

**33. ‘Hamile veya epilepsi hastalığınız varsa, ya da kalp pili, metal diş teliniz ya da metal implantasyonunuz varsa ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını kullanmadan önce doktorunuza danışınız’ uyarısı neden bulunmaktadır?**

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II son derece güvenli ve nazik bir cihazdır fakat bahsedilen özel durumları olan bireyler üzerinde kullanılmasının güvenli olduğunu kanıtlayacak klinik çalışmalar yapılmamıştır. Nu Skin® ayrıca elektronik cihaz kullanımına ilişkin düzenlemelerle uyumu sağlamak için de bu uyarıyı yapmaktadır.

Kalp pili, metal diş teli ya da metal implantasyon taşıyan kişiler üzerindeki etkisi bireylerin durumuna göre değişkenlik gösterecektir. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II beraberindeki uyarılar elektrikli diş fırçası veya volkmen gibi diğer elektrikli cihazlar içinde benzer şekilde geçerlidir. Birçok kişi için sorun olmayacaksa da bazı bireylerde sorun çıkması olasıdır. Akımlar, kalp pili gibi cihazların işleyişini engelleyebilir ya da ağızda metal implantasyon bulunan ya da diş teli taşıyan bireylerde rahatsızlık yaratabilir.

Endişe duyan bireylerin bağlı oldukları sağlık kuruluşlarına danışmalarını öneririz. Akım seviyeleri 0.125 mA, 0.250 mA, and 0.350 mA (milliamper)’dir. Bu akım seviyelerinin çok düşük olduğu kabul edilmektedir.

**34. Önceden Botox, kolajen, silikon enjeksiyonu ya da buna benzer uygulamalar yaptırmışsam ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanmamın sakıncası olur mu?**

Nu Skin® botox, kolajen, silikon veya buna benzer enjeksiyonlarla ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ‘in etkileşimi üzerine çalışmalar yapmamıştır. Tüm bu uygulamalar tıbbi işlemlerdir ve bu yüzden işlerimizi yürüttüğümüz kozmetik dünyasının dışında kalmaktadır.

Bu tür tedavileri ve galvanik bakımları uygulayan kuruluşlarla irtibata geçtik. İş prensiplerine göre iki uygulama arasında algılanan bir uyumsuzluk olmadığından emin olmak için iki haftaya kadar enjeksiyon verilmiş bireylere galvanik bakımı uygulanmadığını saptadık.

**35. Kemoterapi tedavisi gören kanserli bir kişinin ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanmasında bir sakınca olur mu?**

Kemoterapi gören hastalar kullanacakları ürünler için doktorlarının tavsiyelerine uymalıdır. Bireylerin ilaçlara gösterdikleri tepkilerde olduğu gibi kemoterapi de bireyden bireye değişkenlik gösterir . Gördükleri kemoterapiye göre bireylerin cildinin neye ihtiyacı olduğunu veya neye reaksiyon göstereceğini sadece bir doktor belirleyebilir.

**36. Akneli bölgelere günlük olarak bir dakikalık ön-bakım ya da bakım için yüz jeli uygulamamın güvenlik açısından sakıncası olur mu?**

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ‘in bakım jelleri ile birlikte tavsiye edildiği şekilde günlük olarak problemleri bölgelerde nokta ya da leke (spot) bakımında kullanılması güvenlidir. Örneğin, Tru Face™ Line Corrector ürününü Galvanic Spa™ Focus Area Conductor (Odak Bölgesi İletkeni) kullanan bireylere günde iki defa (sabah ve akşam olmak üzere) kullanmalarını öneririz ve buna ilaveten bakım jellerini de tavsiye edildiği şekilde kullanabilirler. Bakım jellerinin günlük olarak az miktarda kullanılması ya da akne tedavisinin bu sistemle yapılması üzerine herhangi bir öneride bulunmadık. Bakım jelleri tüm yüze uygulanması için ölçülü dozlarda hazırlanıp paketlenmiştir. Önerilen şekilde kullandığınızda aktif bileşenlerin etkisi sağlanır. Ayrıca, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazının çatlak kılcal damarların ve açık yaraların üzerinde kullanılmasını önermiyoruz. Şiddetli aknesi olan bireyler de bu kategoride değerlendirilir.



**37. Eđer dişimde dolgu, amalgam, vida veya civata varsa ya da diş dolgusu tedavisi gördüysem Galvanic Spa™ System II'ini kullanabilir miyim?**

Dolgu ya da diş teli gibi metaller galvanik akımı iletebilirler ve bu da dişlerde rahatsız bir hisse ya da ağızda garip bir tada yol açabilir. Bu zararlı değildir ancak rahatsızlık verebilir.

**38. Galvanik bakımını karnımda uygulayabilir miyim?**

Evet, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ve Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel karın bölgesi üzerinde uygulanabilir.

**39. Cildimde rosacea (gül) hastalığı varsa galvanik bakımını uygulayabilir miyim?**

Herhangi bir cilt sorunu yaşayan bireyler, diğer bütün sağlık sorunları olan bireyler için de geçerli olduğu gibi, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını kullanmadan önce doktorlarına ya da bir dermatoloji uzmanına danışmalılar.

**40. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazının günlük kullanımında güneşe maruz kalmak olumsuz etkilere neden olur mu?**

Ürünün günlük olarak kullanılması için testler yapmadığımızdan etkileri konusunda elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® ile diğer Nu Skin Galvanic Spa System™ ürünlerinin içeriğindeki bileşenlerin cildin güneşin etkilerine karşı duyarlılığını artırdığı görülmemiştir.

**41. Solaryum'a gitmek istiyorum, ama bu arada ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanmamın bir sakıncası olur mu?**

Talimatlara uyarak kullandığınız sürece ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanmanız bir sorun oluşturmayacaktır.

**42. Krom alerjisi olanların ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını kullanmasında bir sakınca olur mu?**

Cilt alerjileri ya da hassaslıkları olan herkesin bu ürünü kullanmadan önce bir standart cilt testi yaptırmaları gerekir. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II iletkenleri ABS ve galvanize edilmiş kromdan yapılmıştır. Bu yüzden kroma karşı reaksiyon gösteren hassas ciltleri olan kişilerin cihazı kullanırken dikkatli olmaları gerekir.

